



Stand, support, 178 x 330 mm base

Αρ. προϊόντος:

32900

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Cast iron, white enamel base provides favorable background for observing end points. Also acts as a steady support for buret. Base is 178 x 330 mm (7 x 13") furnished with a 13 x 610 mm (0.5 x 24") aluminum rod with a threaded nut.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 each