



Πρότυπο διάλυμα φθοριούχου, 0,5 mg/L ως F (NIST), 500 mL

Αρ. προϊόντος:

40505

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Για ελέγχους ακρίβειας στους προσδιορισμούς φθοριούχων

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Περιγραφή :

Πρότυπο διάλυμα φθοριούχου

Συγκέντρωση :

0,5 mg/L