



Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστών ιοντικής ισχύος (ISA) νατρίου/καλίου, συσκ. των 100

Αρ. προϊόντος:

4451569

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Ρυθμιστές ιοντικής ισχύος (ISA) για τον προσδιορισμό του νατρίου/καλίου με τη μέθοδο των ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων (ISE). Η μορφή σκόνης αποτρέπει την αραίωση των δειγμάτων. Ιδανικά για μετρήσεις νατρίου/καλίου χαμηλών επιπέδων. Εξαλείφουν τις περισσότερες παρεμβολές. Συσκευασία από 100 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Package settings:

Φακελάκια με σκόνη

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

100 /συσκ.

Παράμετρος :

Νάτριο

Συγκέντρωση :

ISA