



Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστών ιοντικής ισχύος (ISA) νιτρικών, συσκ. των 100

Αρ. προϊόντος:

4456369

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Ρυθμιστές ιοντικής ισχύος (ISA) για τον προσδιορισμό των νιτρικών με τη μέθοδο των ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων (ISE). Η μορφή σκόνης αποτρέπει την αραίωση των δειγμάτων. Ιδανικά για μετρήσεις νιτρικών χαμηλών επιπέδων. Εξαλείφουν τις περισσότερες παρεμποδίσεις. Συσκευασία από 100 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φακελάκια με σκόνη
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	0,05 - 14000 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο
Παράμετρος :	Νιτρικά
Περιγραφή :	Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστών ιοντικής ισχύος νιτρικών
Συγκέντρωση :	ISA