



Θερμόμετρο, COD

Αρ. προϊόντος:

4565500

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Διμεταλλικό. Αναλογικός μετρητής 0 έως 200°C $\pm 1\%$.

Διαστήματα δύο βαθμών. Η διάμετρος του αισθητήρα είναι 0,15 ίντσες.

Προδιαγραφές

Διαίρεση θερμομέτρου:

2 °C

Εύρος θερμοκρασίας :

0 °C - 200 °C

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 έκαστη