



Βαλιτσάκι (147 x 224 x 171 mm), πολυπροπυλενίου, μπλε χρώματος

Αρ. προϊόντος:

4660200

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανθεκτικό βαλιτσάκι μεταφοράς πολυπροπυλενίου μπλε χρώματος που επιτρέπει την εύκολη μεταφορά τεμαχίων για δοκιμές στο πεδίο.

Η χωνευτή λαβή στο καπάκι παρέχει εύκολη στοίβαξη

Τα περιεχόμενα μεταφέρονται σε όρθια θέση

Περιλαμβάνει περιοχές επίπεδης επιφάνειας με εσοχή, για τοποθέτηση ετικετών

Προδιαγραφές

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ):	147 mm x 224 mm x 171 mm
Τύπος θήκης :	D
Ύψος :	5.8 in