



MultiTest kit case (218 x 246 x 437 mm), blue polypropylene

Αρ. προϊόντος:

4660700

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Durable blue polypropylene carrying case allows easy transport of items for field testing.

Recessed handle in lid provides easy stacking

Contents are carried in upright position

Includes recessed flat-panel areas for labeling

Προδιαγραφές

Διαστάσεις (ΥxΠxB):

218 mm x 246 mm x 437 mm

Τύπος θήκης :

Q

Ύψος :

8.5 in