



Beaker, griffin, low form, glass, 400 mL

Αρ. προϊόντος:

50048

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Griffin style (low form) beakers are the industry standard for a wide variety of lab applications. Graduations are high quality screen printing. Bull nose lip and molded pour spout minimize spillage in liquid transfer. Autoclavable, non-toxic and biologic

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

1 each

Σώμα υλικού:

Glass

Υλικό :

Glass, Griffin, Low Form

Χωρητικότητα :

400 mL