



Beaker, griffin, low form, glass, 100 mL, 12/pk

Αρ. προϊόντος:

50072H

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Griffin style (low form) beakers are the industry standard for a wide variety of lab applications. Graduations are high quality screen printing. Bull nose lip and molded pour spout minimize spillage in liquid transfer. Autoclavable, non-toxic and biologic

Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

12 /pk

Σώμα υλικού:

Glass

Υλικό :

Glass, Griffin, Low Form

Χωρητικότητα :

100 mL