



Cylinder, graduated, 5 mL $\pm$ 0.1 mL, 0.1 mL divisions (white markings)

Αρ. προϊόντος:

50837

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes $\geq$ 25 mL.

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης :	To Deliver
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 each
Πιστοποιήσεις :	Class B
Σώμα υλικού:	Glass
Τύπος :	Μονό μετρικό
Ύψος :	125 mm
Χωρητικότητα :	5 mL