



Πιπέτα, ορολογική, 5 mL

Αρ. προϊόντος: 53237

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Διαβαθμισμένες γυάλινες πιπέτες. Βαθμονομημένη "Για παροχή". Σχεδίαση με βάση τις προδιαγραφές ASTM E1044.

Προδιαγραφές

Graduations:	0.1 mL
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1 έκαστη
Χωρητικότητα :	5 mL