



**Be Right™**



## Flask, filtering, 1000 mL

**Αρ. προϊόντος:**

**54653**

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Glass filtering flask with side-arm at 90° angle. Heavy-walled with graduated capacity scale. Designed to ASTM E1406, Type II, Class I requirements. Hose connection accepts 5/16" I.D. flexible tubing.

---

### Προδιαγραφές

Μονάδες μέτρησης:

1 each

Σώμα υλικού:

Glass

Χωρητικότητα :

1000 mL