



Buchner Funnel 186 mL approx. volume, Porcelain

Αρ. προϊόντος: 55068

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Durable porcelain construction is tough, inert and highly chemical resistant. Molded-in perforated filter plate. Fully autoclavable.

Προδιαγραφές

Approximate Volume:	186 mL
Σώμα υλικού:	Porcelain
Χωρητικότητα :	186 mL