



Πρότυπο διάλυμα χρωμίου, εξασθενές, 50 mg/L Cr⁶⁺ (NIST), 100 mL

Αρ. προϊόντος:

81042H

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για ελέγχους ακρίβειας στους προσδιορισμούς του εξασθενούς χρωμίου. 50 mg/L ως Cr⁶⁺, Φιάλη των 100 mL

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Διάλυμα

Περιγραφή :

Πρότυπο διάλυμα εξασθενούς χρωμίου ως Cr³ (NIST)

Συγκέντρωση :

50 mg/L