



Be Right™



Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος, pH 4,50, 50 mL, 25 φακελάκια/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

89568

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για προτυποποίηση τελικού σημείου στον προσδιορισμό της αλκαλικότητας μέσω οπτικής τιτλοδότησης. Μέγεθος δείγματος: 50 mL.
Συσκευασία με 25 φακελάκια με σκόνη

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Συγκέντρωση :

pH 4,5