



Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος, pH 8,30, 50 mL, 25 φακελάκια/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

89868

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Ρυθμιστικό διάλυμα για την προετοιμασία προτύπων μονοχλωραμίνης και τον εντοπισμό οπτικών τελικών σημείων αλκαλικότητας, pH 8,30, Μέγεθος δείγματος: δείγμα 50 mL. Συσκευασία με 25 φακελάκια με σκόνη.

Φρέσκο και αξιόπιστο

Τα φακελάκια με σκόνη μίας δόσης διασφαλίζουν τη φρεσκάδα του ρυθμιστικού διαλύματος και εξαλείφουν την πιθανότητα μόλυνσης.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Περιγραφή :

Φακελάκια με σκόνη ρυθμιστικού διαλύματος, 25 φακελάκια/συσκ.

Συγκέντρωση :

pH 8,3