



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου διαλυμένου οξυγόνου 3, δείγμα 60 mL, συσκ./25

Αρ. προϊόντος:

98768

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Για τον προσδιορισμό του διαλυμένου οξυγόνου με τη μέθοδο τιτλοδότησης Winkler. Μέγεθος δείγματος: 60 mL. Συσκευασία από 25 φακελάκια με σκόνη.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

Φακελάκια σε σκόνη

Όνομα μεθόδου :

Winkler