



Τεστ ολικού αζώτου σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης 5-40 mg/L, για χρήση με το Εργαστηριακό ρομπότ AP3900

Αρ. προϊόντος:

APC238

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τεστ σε φιαλίδια Hach APC: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

100 φιαλίδια για 50 αξιολογήσεις ολικού αζώτου (N), σχεδιασμένα για χρήση με το Εργαστηριακό ρομπότ AP3900.

Εύρος μέτρησης: 5 - 40 mg/L TN_b.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για τη φωτομετρική αξιολόγηση, συσκευασμένο σε 4 πακέτα των 25 φιαλιδίων έκαστο. Επισήμως εγκεκριμένο για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα, τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων και την υπηρεσία ανακύκλωσης/απόρριψης που περιλαμβάνεται

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα γραμμικού κώδικα για αυτόματη αναγνώριση δοκιμής στο φωτόμετρο, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού παρτίδας, της τεκμηριωμένης διάρκειας ζωής, της λειτουργικότητας Truecal της Hach και του πιστοποιητικού ανάλυσης (COA) μέσω της τεχνολογίας RFID

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Truecal:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	50
Εύρος μέτρησης :	5 - 40 mg/L TN _b
Κατηγορία:	APC
Όνομα μεθόδου :	EN ISO 11905-1
Παράμετρος :	Αζωτο, ολικό
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C