



Αντιδραστήρια Chemkey ελεύθερης αμμωνίας και μονοχλωραμίνης (κουτί των 25 από το καθένα)

Αρ. προϊόντος:

9429600

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Chemkey ελεύθερης αμμωνίας, 0,05 - 0,5 mg/L, και μονοχλωραμίνης, 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Για το φορητό αναλυτή παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000.

Προδιαγραφές

Kit Option:	Free Ammonia & Monochloramine
Εύρος μέτρησης :	0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Chemkeys
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	συσκ/50 (κουτί των 25 από το καθένα)
Παράμετρος :	Ελεύθερη αμμωνία
	Μονοχλωραμίνη