



Κιτ επαναφόρτισης με 4 προπληρωμένα φυσίγγια με προεγκατεστημένες μεμβράνες 29552A μόνο για αισθητήρες όζοντος C1100 με πώμα 33051-xT

Αρ. προϊόντος:

29552A-CT

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Περιλαμβάνει δακτυλίους στεγανοποίησης και εργαλεία καθαρισμού.

Προδιαγραφές

Όργανο :	Αισθητήρας O3 Orbisphere C1100
Παράμετρος :	O3
Συνθήκες Αποθήκευσης:	Αποθηκεύστε σε χωρίς υγρασία χώρο και σε θερμοκρασία δωματίου