



Be Right™



## Φορητός αναλυτής παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000

Αρ. προϊόντος:

LPV443.99.10002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

### Ανάλυση ποιότητας νερού. Απλουστευμένη και αποτελεσματική.

Ο φορητός αναλυτής παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000 της Hach εκτελεί τις ίδιες δοκιμές με λιγότερα από τα μισά βήματα που απαιτούνται μη αυτόματα. Λαμβάνετε αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας με λιγότερες πιθανότητες σφαλμάτων, σε λιγότερο χρόνο. Μετρώνται ταυτόχρονα έως και έξι παράμετροι.

### Λιγότερες διακυμάνσεις μεταξύ δοκιμών

Αποφεύγετε την εκτέλεση μη αυτόματων βημάτων που μπορούν να προκαλέσουν διακυμάνσεις από δοκιμή σε δοκιμή, ακόμα και όταν πραγματοποιούνται από έμπειρους αναλυτές. Ο αυτοματισμός και ο εσωτερικός έλεγχος της θερμοκρασίας καθιστούν ολόκληρη τη διαδικασία αξιόπιστη και επαναλήψιμη, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες και αντιδραστήρια με τις τρέχουσες μεθόδους της Hach.

### Λιγότερες διαδικασίες

Ένα μόνο όργανο συνδυάζει τη διεξαγωγή χρωματομετρικών και ηλεκτροχημικών δοκιμών σε ένα κιτ πεδίου που απαιτεί λιγότερα ογκώδη εξαρτήματα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε σκόνη σε φακελάκια ή γυάλινα φιαλίδια. Όλες οι χημικές ουσίες και οι διεργασίες περιέχονται εξ ολοκλήρου εντός του Chemkey.

### Ταχύτερη διεξαγωγή δοκιμών

Παράλληλη εκτέλεση έως και τεσσάρων χρωματομετρικών μετρήσεων και δύο βασισμένων σε αισθητήρια, ολοκλήρωση της πλήρους διαδικασίας μέτρησης στο 25% του χρόνου. Ολοκληρώστε περισσότερες δοκιμές στο πεδίο, λάβετε ταχύτερα τα αποτελέσματα που χρειάζεστε και επισκεφτείτε περισσότερα σημεία μέτρησης σε κάθε βάρδια.

### Τεχνολογία Chemkey

Τα αντιδραστήρια Chemkey περιέχουν τις ίδιες χημικές ουσίες και εκτελούν τα ίδια βήματα μεθόδων που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας εδώ και δεκαετίες - τώρα παρέχονται σε μια απλή, ανεξάρτητη συσκευασία. Εγκεκριμένα από την EPA για την υποβολή αναφορών ελεύθερου και ολικού χλωρίου σε εφαρμογές πόσιμου νερού.

## Προδιαγραφές

Instrument Bundle:	SL1000 - PPA Portable Parallel Analyser- Portable Colorimeter with USB
Lamp Type:	Φωτοδίοδος (LED)
Region:	EU
Ανιχνευτής :	Φωτοδίοδος από πυρίτιο
Απαιτήσεις μπαταρίας:	Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
Βαθμός προστασίας:	III
Βάρος :	1,2 kg
Διεπαφή (επιλογές):	Μίνι USB
Εγγύηση :	2 Έτη

Θερμοκρασία Λειτουργίας:	5 - 50 °C / μέγιστη σχετική υγρασία 85% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Κατάταξη περιβλήματος :	IP64
Λειτουργία μέτρησης:	Διαπερατότητα (%), απορρόφηση (abs) και συγκέντρωση (Conc)
Πιστοποιήσεις :	Συμμορφώνεται με CE
Σκοπός προμήθειας :	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-20 - 60 °C / μέγιστη σχετική υγρασία 85% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Τι περιέχει το καλάθι:	SL1000 μετρητής, βαλιτσάκι μεταφοράς, 1 δοχείο δείγματος του οργάνου, 2 δοχεία δείγματος των ηλεκτροδίων, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτιστής μπαταρίας, λουράκι χειρός, εγχειρίδιο λειτουργίας οργάνου και καλώδιο USB.
Χρόνος ζωής μπαταρίας :	>200 Chemkey δοκιμές σε πλήρη φόρτιση μπαταρίας

---

## **Τι περιέχει το καλάθι**

SL1000 μετρητής, βαλιτσάκι μεταφοράς, 1 δοχείο δείγματος του οργάνου, 2 δοχεία δείγματος των ηλεκτροδίων, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτιστής μπαταρίας, λουράκι χειρός, εγχειρίδιο λειτουργίας οργάνου και καλώδιο USB.