



Πλήρες κιτ φορητού αναλυτή παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000

Αρ. προϊόντος:

LPV443.99.20002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Ανάλυση ποιότητας νερού. Απλουστευμένη και αποτελεσματική.

Ο φορητός αναλυτής παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000 της Hach εκτελεί τις ίδιες δοκιμές με λιγότερα από τα μισά βήματα που απαιτούνται μη αυτόματα. Λαμβάνετε αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας με λιγότερες πιθανότητες σφαλμάτων, σε λιγότερο χρόνο. Μετρώνται ταυτόχρονα έως και έξι παράμετροι.

Λιγότερες διακυμάνσεις μεταξύ δοκιμών

Αποφεύγετε την εκτέλεση μη αυτόματων βημάτων που μπορούν να προκαλέσουν διακυμάνσεις από δοκιμή σε δοκιμή, ακόμα και όταν πραγματοποιούνται από έμπειρους αναλυτές. Ο αυτοματισμός και ο εσωτερικός έλεγχος της θερμοκρασίας καθιστούν ολόκληρη τη διαδικασία αξιόπιστη και επαναλήψιμη, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες και αντιδραστήρια με τις τρέχουσες μεθόδους της Hach.

Λιγότερες διαδικασίες

Ένα μόνο όργανο συνδυάζει τη διεξαγωγή χρωματομετρικών και ηλεκτροχημικών δοκιμών σε ένα κιτ πεδίου που απαιτεί λιγότερα ογκώδη εξαρτήματα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε σκόνη σε φακελάκια ή γυάλινα φιαλίδια. Όλες οι χημικές ουσίες και οι διεργασίες περιέχονται εξ ολοκλήρου εντός του Chemkey.

Ταχύτερη διεξαγωγή δοκιμών

Παράλληλη εκτέλεση έως και τεσσάρων χρωματομετρικών μετρήσεων και δύο βασισμένων σε αισθητήρια, ολοκλήρωση της πλήρους διαδικασίας μέτρησης στο 25% του χρόνου. Ολοκληρώστε περισσότερες δοκιμές στο πεδίο, λάβετε ταχύτερα τα αποτελέσματα που χρειάζεστε και επισκεφτείτε περισσότερα σημεία μέτρησης σε κάθε βάρδια.

Τεχνολογία Chemkey

Τα αντιδραστήρια Chemkey περιέχουν τις ίδιες χημικές ουσίες και εκτελούν τα ίδια βήματα μεθόδων που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας εδώ και δεκαετίες - τώρα παρέχονται σε μια απλή, ανεξάρτητη συσκευασία. Εγκεκριμένα από την EPA για την υποβολή αναφορών ελεύθερου και ολικού χλωρίου σε εφαρμογές πόσιμου νερού.

Προδιαγραφές

Instrument Bundle:	Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) Standard Kit
Lamp Type:	Φωτοδίοδος (LED)
Απαιτήσεις μπαταρίας:	Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
Βαθμός προστασίας:	III
Διεπαφή (επιλογές):	Mίνι USB
Εγγύηση :	24 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	5 - 50 °C / μέγιστη σχετική υγρασία 85% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Κατάταξη περιβλήματος :	IP64
Λειτουργία μέτρησης:	Διαπερατότητα (%), απορρόφηση (abs) και συγκέντρωση (Conc)

Πιστοποιήσεις :	Συμμορφώνεται με CE
Σκοπός προμήθειας :	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable plus 1 pH electrode, 1 conductivity electrode and 1 box each of Free Chlorine, Total Chlorine, Monochloramine, Nitrite and Free Ammonia Chemkeys.
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-20 - 60 °C / μέγιστη σχετική υγρασία 85% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Τι περιέχει το καλάθι:	SL1000 μετρητής, βαλτισάκι μεταφοράς, 1 δοχείο δείγματος του οργάνου, 2 δοχεία δείγματος των ηλεκτροδίων, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτιστής μπαταρίας, λουράκι χειρός, εγχειρίδιο λειτουργίας οργάνου και καλώδιο USB, 1 ηλεκτρόδιο pH, 1 ηλεκτρόδιο αγωγιμότητας και 1 κουτί για καθένα από τα Chemkey ελεύθερου Cl, ολικού Cl, μονοχλωραμίνης, νιτρωδών και ελεύθερης αμμωνίας.
Χρόνος ζωής μπαταρίας :	>200 Chemkey δοκιμές σε πλήρη φόρτιση μπαταρίας

Τι περιέχει το καλάθι

SL1000 μετρητής, βαλτισάκι μεταφοράς, 1 δοχείο δείγματος του οργάνου, 2 δοχεία δείγματος των ηλεκτροδίων, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτιστής μπαταρίας, λουράκι χειρός, εγχειρίδιο λειτουργίας οργάνου και καλώδιο USB, 1 ηλεκτρόδιο pH, 1 ηλεκτρόδιο αγωγιμότητας και 1 κουτί για καθένα από τα Chemkey ελεύθερου Cl, ολικού Cl, μονοχλωραμίνης, νιτρωδών και ελεύθερης αμμωνίας.