



Πολυπαραμετρικό πρότυπο Addista, NIST, υγρά απόβλητα, χαμηλό εύρος μέτρησης

Αρ. προϊόντος:

LCA721

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πολυπαραμετρικό πρότυπο ποιοτικού ελέγχου για παραμέτρους υγρών αποβλήτων, υψηλό εύρος μέτρησης. Τα συστατικά για το πρότυπο διάλυμα (με εξαίρεση τα αμμωνιακά) είναι ιχνηλάσιμα σε SRM κατά NIST.

Ισχύει για τα τεστ με φιαλίδια

- LCI500 COD (σκεύασμα ISO 15705), 0-150 mg/L O₂
- APC500 COD (σκεύασμα ISO 15705), 0-150 mg/L O₂
- APC314, LCK314 COD, 15-150 mg/L O₂
- APC304, LCK304 Αμμωνιακά, 0,015-2,0 mg/L NH₄-N
- APC138, LCK138 Ολικό άζωτο, 1-16 mg/L TN_b
- APC339, LCK339 Νιτρικά, 0,23-13,5 mg/L NO₃-N
- APC349, LCK349 Φωσφορικά, 0,05-1,5 mg/L PO₄-P

Εμπιστοσύνη στα αποτελέσματά σας

Η συνεχής τεκμηρίωση των μετρήσεων διασφάλισης ποιότητας των αναλύσεων με χρήση του συστήματος Addista επαληθεύει την ορθότητα των αποτελεσμάτων σας στην ανάλυση νερού.

Λιγότερη πολυπλοκότητα

Κάθε πρότυπο διάλυμα Addista περιέχει αρκετές παραμέτρους. Κατά συνέπεια, μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των φιαλών με πρότυπα μίας παραμέτρου στο εργαστήριό σας.

Λιγότερες πηγές σφάλματος

Τα διαλύματα Addista είναι έτοιμα προς χρήση με τα τεστ σε φιαλίδια LCK της Hach. Καθώς δεν χρειάζονται αραιώση, μειώνεται ο χρόνος που παραμένουν στα χέρια σας και εξαλείφεται μια επιπλέον πηγή σφάλματος κατά την ανάλυση των πρότυπων διαλυμάτων.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:

LCA

Συνθήκες Αποθήκευσης:

2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)