



Στατώ, αποστράγγιση γυάλινων σκευών, μεγάλο

Αρ. προϊόντος:

2089010

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Στατώ αποστράγγισης από χαλύβδινο σύρμα, με επικάλυψη βινυλίου, για δοκιμαστικούς σωλήνες, φιαλίδια, φιάλες, κυλίνδρους, ποτήρια ζέσεως και άλλα γυάλινα σκεύη εργαστηρίου. Το στατώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση ή προσαρτημένο σε τοίχο. Η σχεδίαση με ενσωματωμένο δοχείο αποστράγγισης διατηρεί τον πάγκο σας στεγνό. Επιλέξτε στατώ μικρής χωρητικότητας για να συγκρατήσετε 26 γυάλινα σκεύη ή στατώ μεγάλης χωρητικότητας για να συγκρατήσετε 90 γυάλινα σκεύη. Οι διαστάσεις είναι 47 x 18,4 x 48,3 cm (18,5 x 7,25 x 2,5 ίντσες).

*Η εικόνα που παρουσιάζεται απεικονίζει το μικρότερο στατώ αποστράγγισης

Περιέχει εβδομήντα δύο ακίδες μήκους 7,6 cm (3") και δεκαοκτώ ακίδες μήκους 12,7 cm (5") για μεγαλύτερα γυάλινα σκεύη

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 έκαστη