



Συνδυαστικό ηλεκτρόδιο Sension+ pH 5223 για εφαρμογές τροφίμων

Αρ. προϊόντος:

LZW5223.97.0002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH 5223 με διάφραγμα σε περίβλημα και αναπληρώσιμο ηλεκτρολύτη. Γυάλινο σώμα. Εύρος μέτρησης pH 0-14, 0-60 °C. Βιδωτό καπάκι S7.

Αυτό το ηλεκτρόδιο είναι κατάλληλο για ιξώδη δείγματα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Το έγκλειστο σύστημα αναφοράς διασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και μακρά διάρκεια ζωής.

Υψηλή σταθερότητα και μακρά διάρκεια ζωής

Έγκλειστο σύστημα αναφοράς Ag/AgCl

Προδιαγραφές

Accuracy:	0,002 pH με το μετρητή pH31
Electrode junction :	Ανοικτός με σωληνοειδές περίβλημα
Διάλυμα πλήρωσης :	LZW9502.99
Διαστάσεις (BxM):	12 mm x 130 mm
Εγγύηση :	6 μήνες
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Το έγκλειστο σύστημα αναφοράς και ο σύνδεσμος περιβλήματος που δεν αποφράσσεται διασφαλίζουν υψηλή σταθερότητα και μακρά διάρκεια ζωής. Ο ηλεκτρολύτης που περιέχει γλυκερίνη διασφαλίζει κατάλληλους ρυθμούς ροής για ιξώδη δείγματα.
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 60 °C
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	0 - 60 °C
Εύρος μέτρησης :	pH 0 - 14
Ηλεκτρολύτης :	KCl + γλυκερίνη
Μήκος :	130 mm
Παράμετρος :	pH
Σύνδεσμος :	Screw cap S7
Τύπος αισθητηρίου :	Γυαλί
Τύπος ηλεκτροδίων :	Εργαστήριο
Υλικό :	Σώμα αισθητήρα: Γυαλί