



Τεστ για ίχνη φορμαλδεΐδης σε φιαλίδια, εύρος μέτρησης, ISO12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO

Αρ. προϊόντος:

LCS425

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Ειδικές σημειώσεις :	Για την αξιολόγηση απαιτούνται ορθογώνια semi-micro φιαλίδια των 50 mm.
Εύρος μέτρησης :	0.05 - 3.0 mg/L H ₂ CO
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	ISO12460
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Παράμετρος :	Φορμαλδεΐδη, ίχνη
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C