



Αντιδραστήριο σκληρότητας UniVer3, 454 g με σπάτουλα

Αρ. προϊόντος:

2883702

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Αντιδραστήριο σκληρότητας UniVer3, φιάλη των 454 g με σπάτουλα του 1 g. Σημείωση: Αυτός ο κωδικός προϊόντος αντικαθιστά τα UniVer2, PN 27801 και 85068.

Προδιαγραφές

Όνομα μεθόδου :

Τιτλοδότηση EDTA

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Προστατευτικά γάντια μεγάλου μεγέθους (L), μπλε, νιτριλίου, χωρίς πούδρα, 50 τμχ. (Item SM743L)