



Δοχεία δείγματος από αλουμίνιο για ανάλυση υγρασίας, 50/συσκ

Αρ. προϊόντος: 2948600

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Δοχεία δείγματος από αλουμίνιο για τους αναλυτές υγρασίας Ohaus σειράς MB. Διάμετρος 90 mm (χρησιμοποιείται με φίλτρο 89 mm Αρ. πρ. 2507600).

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

50 /συσκ.