



## Αντιδραστήρια Chemkey ολικής Αλκαλικότητας υψηλό εύρος (κουτί των 25)

Αρ. προϊόντος:

8636100

EUR Τιμή:  
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Chemkey ολικής αλκαλικότητας, υψηλό εύρος μέτρησης 200 - 700 mg/L CaCO<sub>3</sub>. Για το φορητό αναλυτή παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000.

---

### Προδιαγραφές

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Αριθμός μεθόδου :       | 10283                            |
| Εύρος μέτρησης :        | 200 - 700 mg/L CaCO <sub>3</sub> |
| Κατηγορία:              | Chemkeys                         |
| Όγκος/Μέγεθος πακέτου : | συσκ/25                          |
| Όνομα μεθόδου :         | Colorimetric                     |
| Παράμετρος :            | Αλκαλικότητα, Ολική              |