



Αντιδραστήρια Chemkey Σκληρότητας (κουτί των 25)

Αρ. προϊόντος:

8636400

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Chemkey, Σκληρότητας χαμηλό εύρος μέτρησης 3 - 100 mg/L CaCO₃. Για το φορητό αναλυτή παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000.

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :

3 - 100 mg/L CaCO₃

Κατηγορία:

Chemkeys

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

συσκ/25

Παράμετρος :

Σκληρότητα