



Pocket Pro μετρητής πώμα/υποδοχέας

Αρ. προϊόντος:

9531900

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Pocket Pro μετρητής πώμα/υποδοχέας για ασφαλή αποθήκευση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υποδοχέας δείγματος / ποτήρι ζέσεως για μετρήσεις. Δεν ταιριάζει σε μετρητή Pocket Pro+.