



TL2350 Θολόμετρο λυχνίας βολφραμίου, EPA, 0 - 10000 NTU

Αρ. προϊόντος:

LPV444.99.00310 **Επικίνδυνο**

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας



Αξιοπίστη μέτρηση για εφαρμογές υψηλής θολότητας, απλοποιημένη.

Τα νέα εργαστηριακά θολόμετρα της σειράς TL23 συνδυάζουν καταξιωμένη τεχνολογία και βελτιωμένα χαρακτηριστικά, προκειμένου να απλοποιήσουν την ανάλυση στις πιο απαιτητικές εφαρμογές επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικές εφαρμογές.

Βελτιωμένος και έξυπνος σχεδιασμός

Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής της σειράς TL23 και το έξυπνο περιβάλλον εργασίας χρήστη επιταχύνουν τις διαδικασίες ρύθμισης, βαθμονόμησης και μέτρησης. Το εύχρηστο περιβάλλον εργασίας και οι καθοδηγούμενες διαδικασίες σας προσφέρουν εμπιστοσύνη στα αποτελέσματά σας.

Μια έξυπνη συσκευή για ακόμα πιο αξιόπιστες μετρήσεις

Η σειρά TL23 διασφαλίζει σταθερές ενδείξεις και ακριβή ανάλυση, λαμβάνοντας ενδείξεις θολότητας μόλις η συσκευή ανιχνεύσει σταθερότητα του δείγματος. Αυτό το βήμα ποιότητας εξαλείφει τον παράγοντα υποκειμενικότητας και την ανάγκη για διεξαγωγή επανειλημμένων μετρήσεων.

Εύχρηστο. Εύκολο να λαμβάνετε σωστά αποτελέσματα

Η σειρά TL23 σας προσφέρει οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείτε. Με μια θύρα USB για εύκολη εξαγωγή δεδομένων, με αναγνώριση δείγματος για σκοπούς ιχνηλασιμότητας και με αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους για διασφάλιση ποιότητας, η Hach[®] σας αποδεικνύει ότι είναι εύκολο να λαμβάνετε σωστά αποτελέσματα.

Προδιαγραφές

Compliance:	EPA
Ακρίβεια :	Αναλογία ενεργοποιημένη: $\pm 2\%$ της ένδειξης συν 0,01 NTU από 0 - 1000 NTU, $\pm 5\%$ της ένδειξης από 1000 - 4000 NTU $\pm 10\%$ της ένδειξης από 4000 - 10,000 NTU Αναλογία απενεργοποιημένη: $\pm 2\%$ της ένδειξης συν 0,01 NTU από 0 - 40 NTU
Απαιτήσεις δείγματος :	Κυψελίδα δείγματος 25 mm: 20 mL τουλάχιστον 0 έως 70 °C (32 έως 158 °F)
Απαίτηση Ισχύος (Hz):	50/60 Hz
Απαίτηση Ισχύος (Amps):	3,4 A
Απαίτηση Ισχύος (Voltage):	100 - 240 V AC
Βάρος :	3,0 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ):	153 mm x 395 mm x 305 mm
Διεπαφή :	2 θύρες USB-A για μονάδες USB flash, εξωτερικός εκτυπωτής, πληκτρολόγιο και σαρωτής γραμμικού κώδικα
Εγγύηση :	24 μήνες
Έκπλυση αέρα :	Ξηρό άζωτο ή αέρας ειδικού τύπου για εργαστηριακά όργανα (ANSI MC 11.1, 1975)

	0,05 L/s στα 69 kPa (10 psig), 138 kPa (20 psig) το μέγιστο
	Οδοντωτό εξάρτημα σύνδεσης σωλήνων για σωλήνωση 1/8"
Επαναληψιμότητα :	±1% της ένδειξης ή 0,01 NTU, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο (υπό συνθήκες αναφοράς)
Επικοινωνία :	USB
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας:	0 - 40 °C
Εύρος μέτρησης :	NTU (Αναλογία ενεργοποιημένη): 0 - 10.000 αυτόματη δεκαδική
	NTU (Αναλογία απενεργοποιημένη): 0 - 40
	EBC (Αναλογία ενεργοποιημένη): 0 - 2450 αυτόματη δεκαδική
	EBC (Αναλογία απενεργοποιημένη): 0 - 9,8
	Απορρόφηση (αυτόματο εύρος): 0 - 1,0
	Διαπερατότητα (%): 1,0 - 100
	Βαθμοί (mg/L): 1 - 100
Καταγραφή δεδομένων:	2000 συνολικά αρχεία καταγραφής, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου καταγραφής μετρήσεων, του αρχείου καταγραφής επαλήθευσης και του αρχείου καταγραφής βαθμονόμησης
Μέθοδος μέτρησης :	Νεφελομετρία
Μονάδες μέτρησης:	NTU, EBC, Abs (απορρόφηση), %T (% διαπερατότητα) και mg/L
Μοντέλο :	TL2350 EPA
Οθόνη:	Έγχρωμη οθόνη αφής 17,8 mm
Πηγή λυχνίας :	Tungsten Lamp
Πηγή φωτός :	Λυχνία νήματος βολφραμίου
Πιστοποιήσεις :	CE, KC, RCM
Πρότυπο:	Πληροί τις απαιτήσεις της μεθόδου 180.1 της EPA
Συμβατότητα κυψελίδας δείγματος :	Κυλινδρικές κυψελίδες 95 x 25 mm (3,74 x 1 in.) από βοριοπυριτικό γυαλί με βιδωτά καπάκια
	Σημείωση: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μικρότερες κυψελίδες δείγματος (μικρότερες από 25 mm) όταν χρησιμοποιείται προσαρμογέας κυψελίδας.
Συνθήκες Αποθήκευσης:	-20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
Τι περιέχει το καλάθι:	Θολόμετρο TL2350, λάδι σιλικόνης, λιπαντικό πανί, διάταξη φίλτρου USEPA, κυψελίδες δείγματος 1 ίντσας (30 mL) με καπάκια (6x), Gelex, δευτερογενές κιτ θολότητας, κιτ βαθμονόμησης Stablcal, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας, κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη
Τρόπος λειτουργίας :	Μονή, συνεχής, Rapidly Settling Turbidity (Θολότητα ταχείας καθίζησης), υπολογισμός μέσου σήματος ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος, αναλογία ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη
Χρόνος απόκρισης :	Απενεργοποιημένος υπολογισμός μέσης τιμής σήματος: 6,8 δευτερόλεπτα / Ενεργοποιημένος υπολογισμός μέσης τιμής σήματος: 14 δευτερόλεπτα (όταν χρησιμοποιούνται 10 μετρήσεις για τον υπολογισμό του μέσου όρου)
Χρόνος Σταθεροποίησης :	Ratio on: 30 minutes after start-up
	Ratio off: 60 minutes after start-up

Τι περιέχει το καλάθι

Θολόμετρο TL2350, λάδι σιλικόνης, λιπαντικό πανί, διάταξη φίλτρου USEPA, κυψελίδες δείγματος 1 ίντσας (30 mL) με καπάκια (6x), Gelex, δευτερογενές κιτ θολότητας, κιτ βαθμονόμησης Stablcal, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας, κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη