



Μάκτρο με μικροΐνες για τις μονάδες αυτόματου καθαρισμού TU5300sc και TU5400sc

Αρ. προϊόντος:

LZQ176

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κατασκευασμένο για τον χειρισμό δειγμάτων που περιέχουν σίδηρο και μαγγάνιο, το μάκτρο με μικροΐνες για τις μονάδες αυτόματου καθαρισμού TU5300sc και TU5400sc διατηρεί καθαρή την κυψελίδα δείγματος για τις μετρήσεις θολότητας που πραγματοποιείτε.