



Κυψελίδα μη αυτόματης ροής για τα θολόμετρα σειράς TL23

Αρ. προϊόντος:

9657100

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Λήψη μετρήσεων χωρίς μεμονωμένες κυψελίδες δείγματος. Με τη χρήση της κυψελίδας ροής:

- Αυξάνεται η ταχύτητα μέτρησης
- Παρέχεται μία μόνο κυψελίδα για όλες τις μετρήσεις, βελτιώνοντας την επαναληψιμότητα
- Εξαλείφεται η ανάγκη παρουσίας αντιστοιχισμένων κυψελίδων δείγματος
- Ελαχιστοποιείται η ποσότητα γυάλινων σκευών που θα πρέπει να αγοράζετε, να αποθηκεύετε και να καθαρίζετε