



Ρυθμιστικό διάλυμα pH 4,01, 15 mL

Αρ. προϊόντος:

1222336

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πρότυπα ρυθμιστικά διαλύματα pH για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο ρυθμιστικό διάλυμα pH για βαθμονόμηση ηλεκτροδίων pH. Άχρωμο ρυθμιστικό διάλυμα pH. Το pH είναι $4,01 \pm 0,02$ στους 25°C. Φιάλη των 15 mL

Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιμα κατά NIST

Στο εργαστήριο ή στο πεδίο, είναι σημαντικό να λαμβάνετε πάντα αποτελέσματα μετρήσεων που να μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ποιότητα των πρότυπων ρυθμιστικών διαλυμάτων pH που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σχεδίαση για χρήση με μια σειρά μετρητών Hach και λοιπούς μετρητές.

Η βάση για ακριβείς μετρήσεις pH είναι η κατάλληλη προσοχή και η βαθμονόμηση του ηλεκτροδίου pH.

Αξιόπιστη συσκευασία

Παρέχεται σε αεροστεγή συσκευασία, διασφαλίζοντας την εγγυημένη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές

Package settings:	Φιάλη
Ειδικές σημειώσεις :	Παρατηρούμενη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα, σύμφωνα με τη συνιστώμενη αποθήκευση και χρήση: 6 μήνες
Ιχνηλάσιμο κατά NIST:	Ναι
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	15 mL
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο βαθμονόμησης ρυθμιστικού διαλύματος pH
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)
Τιμή (εξ) pH:	$4,01 \pm 0,02$ pH στους 25°C
Χρωματικοί κωδικοί:	Όχι