



Σετ αντιδραστηρίων για το μαγγάνιο, εύρος μετρήσεων 0,005 - 0,7 mg/L Mn

Αρ. προϊόντος:

LCW632

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήρια Μαγγανίου με TMB χωρίς κυανιούχα

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Ειδικές σημειώσεις :	Απαιτείται ορθογώνιο φιαλίδιο 50 mm L郑341
Εύρος μέτρησης :	0,005 - 0,7 mg/L Mn
Εύρος μέτρησης (2):	Πολύ Χαμηλό Εύρος
Κατηγορία:	LCW
Όνομα μεθόδου :	TMB
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Παράμετρος :	Μαγγάνιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	4 - 8 °C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)