



Πακέτο εφαρμογής τιτλοδότησης για ποτά: pH, ολική οξύτητα σε αναψυκτικά/χυμούς/ ενεργειακά ποτά, με δύο σύριγγες των 25 mL

Αρ. προϊόντος:

AP0026.AT1222

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

για τον προσδιορισμό του pH και της ολικής οξύτητας σε αναψυκτικά/χυμούς/ ενεργειακά ποτά. Κατάλληλο για αυτόματο τιτλοδότη Titralab σειράς AT1000, μοντέλο AT1222.

Προδιαγραφές

Syringe:	Διπλό
Εγγύηση :	24 μήνες
Εφαρμογή:	Πακέτο εφαρμογής τροφίμων και ποτών
Παράμετρος :	pH, ολική οξύτητα
Συμβατότητα οργάνου :	AT1222
Τι περιέχει το καλάθι:	Το πακέτο εφαρμογής περιέχει έναν αισθητήρα pH, ένα κλειδί USB με προγραμματισμένες εκ των προτέρων εφαρμογές, ποτήρια ζέσεως από πολυπροπυλένιο, μαγνητικές ράβδους ανάδευσης, πώματα φιαλών, κωνικό προσαρμογέα και δύο (2) γυάλινες σύριγγες υψηλής ακρίβειας των 25 mL με δακτύλιους σύριγγας.
	Το όργανο AT1000 και τα αντιδραστήρια πωλούνται ξεχωριστά.
Τύπος :	Application Pack

Τι περιέχει το καλάθι

Το πακέτο εφαρμογής περιέχει έναν αισθητήρα pH, ένα κλειδί USB με προγραμματισμένες εκ των προτέρων εφαρμογές, ποτήρια ζέσεως από πολυπροπυλένιο, μαγνητικές ράβδους ανάδευσης, πώματα φιαλών, κωνικό προσαρμογέα και δύο (2) γυάλινες σύριγγες υψηλής ακρίβειας των 25 mL με δακτύλιους σύριγγας. Το όργανο AT1000 και τα αντιδραστήρια πωλούνται ξεχωριστά.