



Αντιδραστήρια υπεροξικού οξέος Chemkey (κουτί των 25)

Αρ. προϊόντος:	8635200
EUR Τιμή:	Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων	

Chemkeys υπεροξικού οξέος, εύρος 0,04 - 50,0 mg/L PAA. Για τον φορητό αναλυτή παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000.

Προδιαγραφές

Αριθμός μεθόδου :	10297
Εύρος μέτρησης :	0,04 - 50,0 mg/L PAA
Κατηγορία:	Chemkeys
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	συσκ/25
Όργανο :	SL1000
Παράμετρος :	Υπεροξικό οξύ
Τι περιέχει το καλάθι:	25 Chemkeys

Τι περιέχει το καλάθι

25 Chemkeys