



Κιτ επαλήθευσης όγκου σύριγγας AT1000

Αρ. προϊόντος:

LZE228

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Κιτ επαλήθευσης όγκου σύριγγας για αυτόματο τιτλοδότη της σειράς Titralab AT1000

Προδιαγραφές

Εγγύηση :

24 μήνες

Τι περιέχει το καλάθι:

Το κιτ περιλαμβάνει: στατώ, σφιγκτήρα boss head (LZE231), σωλήνα, ρύγχος πιπέτας, υποδοχή πιπέτας και βάση σωλήνα-σύριγγας (LZE230), άδεια ενεργοποίησης επαλήθευσης σύριγγας (LZE229)

Τι περιέχει το καλάθι

Το κιτ περιλαμβάνει: στατώ, σφιγκτήρα boss head (LZE231), σωλήνα, ρύγχος πιπέτας, υποδοχή πιπέτας και βάση σωλήνα-σύριγγας (LZE230), άδεια ενεργοποίησης επαλήθευσης σύριγγας (LZE229)