



Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Αμμωνιακών με φασματοφωτόμετρο στην περιοχή 100-1.800 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$, 25 μετρήσεις/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

LCK502

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	100 - 1800 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Αμμωνιακά
Συνθήκες Αποθήκευσης:	2 - 8 °C (διατηρείται στο ψυγείο)