



Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια ενεργότητας Anammox, στην περιοχή 0 - 1000 mAbs, 25 μετρήσεις/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

LCK411.00

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Το κιτ τεστ LCK411.00 περιλαμβάνει ένα κουτί LCK411 (25 μετρήσεις/συσκ.) και ένα κουτί LCW906 (25 μετρήσεις/συσκ.).

Για το LCK411 απαιτούνται πρόσθετα παρελκόμενα, η παραγγελία των οποίων πρέπει να γίνει ξεχωριστά: SM10311841 (Φίλτρα, συγκράτηση σωματιδίων 5 - 12 μm , 100 μετρήσεις/συσκ.) και 2187569 (Αντιδραστήρια μέτρησης Χαλκού για φασματοφωτόμετρο, Porphyrin 2, στην περιοχή 2-210 $\mu\text{g/l}$ Cu, σε φακελάκια, για 25 ml δείγματος, 100 μετρήσεις/συσκ.).

Προαιρετικά παρελκόμενα: SM106404 (Χοάνες, 24 μετρήσεις/συσκ.), SM212864457 (Φιάλη τύπου baffled, 1 μέτρηση/συσκ.)

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	0 - 1000 mAbs
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Φωτομετρική ανίχνευση heme
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	Δραστηριότητα Anammox
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C
Τι περιέχει το καλάθι:	Το κιτ περιλαμβάνει:

- Αντιδραστήρια για 25 μετρήσεις (LCK411)

- 25 φιαλίδια (LCW906)

Απαιτούμενα παρελκόμενα (πρέπει να γίνει ξεχωριστή παραγγελία):

- Φίλτρα, συγκράτηση σωματιδίων 5 - 12 μm , 100 μετρήσεις/ συσκ. (SM10311841)

- Αντιδραστήρια μέτρησης Χαλκού για φασματοφωτόμετρο Porphyrin 2 στην περιοχή 2-210 µg/L Cu, σε φακελάκια, για 25 mL δείγματος, 100 μετρήσεις/συσκ. (2187569)

Τι περιέχει το καλάθι

Το κιτ περιλαμβάνει: - Αντιδραστήρια για 25 μετρήσεις (LCK411)- 25 φιαλίδια (LCW906)Απαιτούμενα παρελκόμενα (πρέπει να γίνει ξεχωριστή παραγγελία):- Φίλτρα, συγκράτηση σωματιδίων 5 - 12 µm, 100 μετρήσεις/ συσκ. (SM10311841) - Αντιδραστήρια μέτρησης Χαλκού για φασματοφωτόμετρο Porphyrin 2 στην περιοχή 2-210 µg/L Cu, σε φακελάκια, για 25 mL δείγματος, 100 μετρήσεις/συσκ. (2187569)

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου πορφυρίνης 2, 25 mL, συσκ./100 (Item 2187569)
- Filters, 70 mm, 5 - 12 µm particle retention, pk/100 (Item SM10311841)