



Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση COD σε νερό με υψηλή αλατότητα σε φασματοφωτόμετρο, στην περιοχή 250-1000 mg/L O₂, 25 μετρήσεις/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

LCK1914

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ σε φιαλίδια LCK: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, μέγιστη ασφάλεια.

Εφαρμογή για μετρήσεις COD χαμηλού εύρους σε δείγματα νερού με υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων έως και 20.000 mg/L. Δεν απαιτείται προεπεξεργασία δείγματος! Εκ των προτέρων δοσομετρημένα αντιδραστήρια για μέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτομετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κουτί. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χημικών.

Ακριβείς και αξιόπιστες τιμές μέτρησης

Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστημα και τις μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων

Εύκολη δοσομέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλματα

Ετικέτα με γραμμικό κώδικα για αυτόματη αναγνώριση στο φωτόμετρο

Διαχωρισμός μεταξύ των τεστ και του εύρους τιμών μέτρησης μέσω χρωματικής κωδικοποίησης

Προδιαγραφές

Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	250 - 1000 mg/L O ₂
Κατηγορία:	LCK
Όνομα μεθόδου :	Διχρωμικά
Όργανο :	DR3900, DR6000, DR1900
Παράμετρος :	COD (για δείγματα έως 20000 mg/L χλωριόντων)
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 - 25 °C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)