



Κιτ καθαρισμού κυψελίδας CL17sc

Αρ. προϊόντος:

8573100

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Η Hach συνιστά τον καθαρισμό της κυψελίδας CL17sc σε μηνιαία βάση (ή όπως είναι απαραίτητο). Η συχνότητα του καθαρισμού ενδέχεται να εξαρτάται από την εφαρμογή και τις ιδιότητες του δείγματος.

Το κιτ καθαρισμού κυψελίδας CL17sc περιέχει θειικό οξύ 5,25 N (φιάλη 100 mL με σταγονόμετρο) και βαμβακερές μπατονέτες (10).

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :	Μη διαθέσιμο
Όργανο :	CL17sc
Παράμετρος :	Μη διαθέσιμο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	Διατηρείτε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς σε δροσερό, χωρίς υγρασία και καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από την υγρασία.
Τι περιέχει το καλάθι:	Sulfuric acid (100 mL dropper bottle) and cotton swabs (10).

Τι περιέχει το καλάθι

Sulfuric acid (100 mL dropper bottle) and cotton swabs (10).