



Κιτ αναπλήρωσης επαλήθευσης της βαθμονόμησης CL17sc

Αρ. προϊόντος: 8573200
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Για χρήστες που έχουν ήδη τη σύριγγα, τον σωλήνα, τα εξαρτήματα και τον μηχανισμό θραύσης αμπουλών από το Κιτ επαλήθευσης βαθμονόμησης CL17sc, αυτό το κιτ αναπλήρωσης παρέχει το απιονισμένο νερό και το πρότυπο διάλυμα χλωρίου που απαιτούνται για την επαλήθευση της βαθμονόμησης. Το κιτ αναπλήρωσης επαλήθευσης βαθμονόμησης CL17sc περιέχει δύο φιάλες απιονισμένου νερού (500 mL) και πρότυπο διάλυμα χλωρίου (αμπούλα των 20 mL).

Η καμπύλη βαθμονόμησης CL17sc ρυθμίζεται στο εργοστάσιο, για απόδοση σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η προσαρμογή χρήστη της εργοστασιακής καμπύλης βαθμονόμησης συνιστάται μόνο σε δύο περιπτώσεις: εάν απαιτείται από ρυθμιστική αρχή για λόγους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ή εάν εκτελείται εκτεταμένη επισκευή του αναλυτή.

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :	Μη διαθέσιμο
Όργανο :	CL17sc
Παράμετρος :	Μη διαθέσιμο
Τι περιέχει το καλάθι:	2x 500 mL bottle of deionized water and 20 mL ampule of chlorine standard.

Τι περιέχει το καλάθι

2x 500 mL bottle of deionized water and 20 mL ampule of chlorine standard.