



## Αντιδραστήρια pH Chemkey (κουτί των 25)

Αρ. προϊόντος:

9759000

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

**Χρησιμοποιήστε σε συνδυασμό με τον φορητό αναλυτή παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000 για εξαιρετικά αποτελεσματικές δοκιμές ποιότητας νερού.**

pH Chemkey, εύρος 6,3 - 9,0. Για φορητό αναλυτή παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000.

Αποφύγετε την ταλαιπωρία των αισθητηρίων pH και της βαθμονόμησης στο πεδίο με τα εύχρηστα αντιδραστήρια Chemkey χρωματομετρικού προσδιορισμού του pH. Ο φορητός αναλυτής παράλληλων μετρήσεων (PPA) SL1000 της Hach εκτελεί τις ίδιες δοκιμές με λιγότερα από τα μισά βήματα που θα πραγματοποιούσατε μη αυτόματα. Λάβετε αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας με λιγότερες πιθανότητες σφαλμάτων, σε λιγότερο χρόνο. Μετρώνται παράλληλα έως και έξι παράμετροι. Το SL1000 είναι ένα φορητό χρωματόμετρο που εξασφαλίζει ταχύτερη διεξαγωγή μετρήσεων με τη χρήση αντιδραστηρίων Chemkey αντί για φακελάκια με σκόνη. Όλες οι χημικές ουσίες και οι διεργασίες περιέχονται εξ ολοκλήρου εντός του Chemkey.

**Οι πελάτες που διαθέτουν ήδη το όργανο SL1000 και θέλουν να πραγματοποιήσουν δοκιμή pH, πρέπει να κάνουν ενημέρωση λογισμικού. Το λογισμικό αυτό είναι διαθέσιμο στο πεδίο Downloads (Λήψεις) της σελίδας οργάνου SL1000.**

---

### Προδιαγραφές

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Εύρος μέτρησης :        | pH 6,3 - 9,0 |
| Κατηγορία:              | Chemkeys     |
| Όγκος/Μέγεθος πακέτου : | συσκ. των 25 |
| Όργανο :                | SL1000       |
| Παράμετρος :            | pH           |