



## Πρότυπο διάλυμα ορθοφωσφορικών 0,2 mg/L PO<sub>4</sub>-P

Αρ. προϊόντος:

LCA549

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Πρότυπο διάλυμα ορθοφωσφορικών με 0,2 mg/L PO<sub>4</sub>-P για τον ποιοτικό έλεγχο του τεστ ορθοφωσφορικών σε φιαλίδια LCK549. Το LCA549 είναι επίσης κατάλληλο για τον ποιοτικό έλεγχο του Phosphax sc LR.

---

### Προδιαγραφές

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Όγκος/Μέγεθος πακέτου : | 100 mL                      |
| Παράμετρος :            | Ορθοφωσφορικά               |
| Συγκέντρωση :           | 0,2 mg/L PO <sub>4</sub> -P |
| Συνθήκες Αποθήκευσης:   | 15 - 25 °C                  |