



Ρυθμιστικό διάλυμα pH, pH 7,00, 1000 mL

Αρ. προϊόντος:

2283553

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Ποιοτικό ρυθμιστικό διάλυμα, με κίτρινη χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση. Ιχνηλάσιμο κατά NIST. Το pH είναι $7,00 \pm 0,02$ στους 25 °C.

Προδιαγραφές

Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	1000 mL
Περιγραφή :	Ρυθμιστικό διάλυμα, (κίτρινη χρωματική κωδικοποίηση) (NIST)
Συγκέντρωση :	$7,00 \pm 0,02$ pH
Τιμή (εξ) pH:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Χρωματικοί κωδικοί:	Ναι