



Αντιδραστήρια Chemkey φθοριούχων (κουτί των 25)

Αρ. προϊόντος:

9878000

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Chemkey φθοριούχων για φορητό αναλυτή παράλληλων μετρήσεων SL1000

Για προσδιορισμό των φθοριούχων με χρήση της μεθόδου Hach 10312

Λιγότερες διακυμάνσεις

Ο αυτοματισμός και ο εσωτερικός έλεγχος της θερμοκρασίας καθιστούν ολόκληρη τη διεργασία αξιόπιστη και επαναλήψιμη, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται οι ίδιες διεργασίες με τις τρέχουσες μεθόδους της Hach. Αποφεύγετε την εκτέλεση μη αυτόματων βημάτων που μπορούν να προκαλέσουν διακυμάνσεις από δοκιμή σε δοκιμή, ακόμα και όταν πραγματοποιούνται από έμπειρους αναλυτές.

Λιγότερος κόπος

Όλες οι χημικές ουσίες και οι διεργασίες περιέχονται εξ ολοκλήρου εντός του Chemkey. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε σκόνη σε φακελάκια ή γυάλινα φιαλίδια.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	0,10 - 4,0 mg/L F
Όργανο :	SL1000
Παράμετρος :	Φθοριούχα