



Διάλυμα οξέος για τον αναλυτή ολικής αλκαλικότητας EZ4003 και EZ4004, 0,025 N HCl (10 - 250 mg/L), 2 L

Αρ. προϊόντος:

APPC4004-01-EU

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια για online αναλυτές της σειράς EZ

Έτοιμα προς χρήση

Τα αντιδραστήρια EZ της Hach είναι έτοιμα προς χρήση με online αναλυτές της σειράς EZ. Καθώς δεν απαιτείται πρόσθετη προετοιμασία, αυτό εξαλείφει την πρόσθετη πηγή σφάλματος κατά τη χρήση των οργάνων και του συστήματος αντιδραστηρίων EZ.

Εμπιστοσύνη στα αποτελέσματά σας

Μειώστε τις πηγές σφαλμάτων στη ροή εργασιών σας για να αυξήσετε την εμπιστοσύνη στα αποτελέσματά σας.

Λιγότερη πολυπλοκότητα

Η χρήση των έτοιμων προς χρήση κιτ αντιδραστηρίων EZ από τη Hach μπορεί να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των βημάτων χειρισμού γύρω από τον εξοπλισμό ανάλυσης, γεγονός που μειώνει τον χρόνο εργασίας και την πολυπλοκότητα.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	2 L
Παράμετρος :	Ολική αλκαλικότητα
Συγκέντρωση :	0,025 N HCl