



Αντιδραστήρια Chemkey μαγγανίου HR (κουτί των 25)

Αρ. προϊόντος: **3007000**
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Chemkey μαγγανίου υψηλού εύρους μέτρησης για φορητό αναλυτή παράλληλων μετρήσεων SL1000

Για προσδιορισμό του μαγγανίου με χρήση της μεθόδου Hach 10319

Λιγότερες διακυμάνσεις

Ο αυτοματισμός και ο εσωτερικός έλεγχος της θερμοκρασίας καθιστούν ολόκληρη τη διεργασία αξιόπιστη και επαναλήψιμη, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται οι ίδιες διεργασίες με τις τρέχουσες μεθόδους της Hach. Αποφεύγετε την εκτέλεση μη αυτόματων βημάτων που μπορούν να προκαλέσουν διακυμάνσεις από δοκιμή σε δοκιμή, ακόμα και όταν πραγματοποιούνται από έμπειρους αναλυτές.

Λιγότερος κόπος

Όλες οι χημικές ουσίες και οι διεργασίες περιέχονται εξ ολοκλήρου εντός του Chemkey. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε σκόνη σε φακελάκια ή γυάλινα φιαλίδια.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Εύρος μέτρησης :	0,10 - 25,0 mg/L Mn
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	συσκ. των 25
Όργανο :	SL1000
Παράμετρος :	Μαγγάνιο